



# COVID AR IgM

ENZIMOINMUNOENSAYO (ELISA) PARA LA DETECCIÓN DE ANTICUERPOS IgM ESPECÍFICOS CONTRA EL VIRUS SARS-CoV-2 EN SUERO O PLASMA HUMANO.

*Sólo para diagnóstico de uso “in vitro”*

**PRESENTACIONES:** 96 determinaciones (Cod. CoVM96)  
192 determinaciones (Cod. CoVM192)

## ASPECTO CLÍNICO Y USO AL QUE ESTA DESTINADO

El presente producto puede ser usado para la detección “in vitro” de anticuerpos específicos del tipo IgM contra SARS-CoV-2 en suero o plasma humano, constituyendo una herramienta complementaria en el diagnóstico de la enfermedad COVID-19. El SARS-CoV-2 es un nuevo coronavirus que tiene su origen en China, con similitud al SARS-CoV-1 y a coronavirus de murciélagos. En seres humanos, la infección por coronavirus causa principalmente enfermedades respiratorias. Los coronavirus poseen varias proteínas, incluyendo las proteínas Spike (S), Envoltura (E), Membrana (M), y Nucleocápside (N). Los resultados sugieren que la proteína Spike posee alta afinidad por el receptor de la enzima convertidora de Angiotensina (ACE2), lo cual constituye parte del mecanismo de ingreso a las células. El SARS-CoV-2 se transmite entre humanos por contacto directo, por medio de pequeñas gotas en el aire que se eliminan principalmente al toser o estornudar. El tiempo transcurrido desde la infección hasta la aparición de síntomas es de aproximadamente 5 días, con un máximo de 14 días. Las inmunoglobulinas del tipo IgM son producidas entre los días 7-14 post-infección, pudiendo en algunos casos aparecer con anterioridad. La determinación de anticuerpos del tipo IgM constituye una herramienta complementaria para la evaluación de la infección por SARS-CoV-2 en pacientes con síntomas típicos y en casos sospechosos asintomáticos. La detección de anticuerpos no debe utilizarse como único criterio para el diagnóstico de COVID-19.

## PRINCIPIO DEL ENSAYO

Es un ensayo inmunoenzimático, heterogéneo, no competitivo, basado en el método indirecto para la detección de anticuerpos IgM específicos contra el virus SARS-CoV-2, agente etiológico de la Enfermedad denominada COVID-19 en muestras de suero ó plasma humano. Los antígenos se obtienen por técnica de ADN recombinante expresados en células humanas y representan las proteínas glicosiladas SPIKE y RBD (Receptor Binding Domain) que constituye el dominio de unión al receptor de células humanas ACE2 presente en la proteína SPIKE del virus SARS-CoV-2.

Una dilución apropiada de las muestras se incuban en pocillos de poliestireno, recubiertos con el antígeno. Los anticuerpos contra el virus SARS-CoV-2 son específicamente capturados por esos antígenos, quedando unidos a la fase sólida. Luego de varios lavados, a fin de eliminar las inmunoglobulinas no capturadas, el sistema se incuban con un anticuerpo anti-IgM humana conjugado a peroxidasa. Este conjugado reacciona específicamente con los anticuerpos contra el virus SARS-CoV-2 inmunocapturados. El conjugado no unido se desecha por lavado y se revela la presencia de peroxidasa mediante el agregado de peróxido de hidrógeno/tetrametilbencidina como sustrato cromogénico. Esta incubación da como resultado la aparición de un color azul cuya intensidad depende de la concentración y de la afinidad de los anticuerpos contra el virus SARS-CoV-2 de la muestra. La reacción enzimática puede ser detenida mediante el agregado de ácido sulfúrico, lo que produce un viraje de color hacia el amarillo espectrofotométricamente cuantificable.

## CONTENIDO

**Microplaca con tiras de pocillos:** Microplaca(s) de 12x8 tiras con pocillos rompibles sensibilizados con antígenos recombinantes del virus SARS-CoV-2. La microplaca está envasada en una bolsa tipo aluminio sellada con silicagel como desecante en su interior. **Llevar a temperatura ambiente antes de abrir para prevenir la formación de humedad.**

Nº de microplacas      Cod. CoVM96    1              Cod. CoVM192    2

**Control Positivo:** Dilución de suero humano reactivo para anticuerpos IgM específicos contra el virus SARS-CoV-2, con estabilizadores proteicos, inactivado químicamente, con conservadores. Material potencialmente infectivo. Listo para usar.

Volumen      Cod. CoVM96    1,25 ml              Cod. CoVM192    2,5 ml

**Control Negativo:** Dilución de suero humano no reactivo para anticuerpos contra el virus SARS-CoV-2, con estabilizadores proteicos, inactivado químicamente, con conservadores. Material potencialmente infectivo. Listo para usar.

Volumen      Cod. CoVM96    1,25 ml              Cod. CoVM192    2,5 ml

**Diluyente de Muestras:** Suspensión proteica para la dilución de las muestras, estabilizada buffereada con P.B.S., con inhibidores de inespecificidad, con conservadores. Agitar antes de usar.

Volumen      Cod. CoVM96    50 ml              Cod. CoVM192    100 ml

**Solución para Lavado 25X:** Solución para lavado de los pocillos concentrada 25X para ser diluida con Agua Destilada o Desionizada antes de usar. Contiene un buffer fosfato concentrado y un agente surfactante.

Volumen      Cod. CoVM96    50 ml              Cod. CoVM192    100 ml

**Conjugado 10X:** Solución proteica buffereada que contiene un anticuerpo anti-IgM humana conjugado con peroxidasa (HRP), concentrado 10X. Contiene estabilizadores de proteínas y conservadores. Diluir 1:10 antes de usar con el Diluyente de Conjugado provisto.

Volumen      Cod. CoVM96    2,5 ml              Cod. CoVM192    3,5 ml

**Diluyente de Conjugado:** Suspensión proteica para la dilución del conjugado concentrado 10X, estabilizada buffereada con P.B.S., con conservadores. Agitar antes de usar.

Volumen      Cod. CoVM96    15 ml              Cod. CoVM192    30 ml

**Sustrato:** Solución que contiene peróxido de hidrógeno tamponado. Para mezclar con el Cromógeno.

Volumen      Cod. CoVM96    9 ml              Cod. CoVM192    15 ml

**Cromógeno:** Solución que contiene 3,3',5,5', Tetrametilbenzidina (TMB) con estabilizadores. Para mezclar con el Sustrato. *Advertencia: Almacenar y manipular protegida de la luz.*

Volumen      Cod. CoVM96    9 ml              Cod. CoVM192    15 ml

**Solución Stop:** Solución de Acido Sulfúrico 1M. Reactivo corrosivo. Listo para usar.

Volumen      Cod. CoVM96    15 ml              Cod. CoVM192    30 ml

**Manual de Instrucciones:** El presente documento.

**Nota:** *Control Positivo y Negativo* se preparan a partir de suero humano no reactivo para HBsAg y para anticuerpos contra HCV y HIV, adecuadamente inactivado. Sin embargo, por ser derivados de la sangre humana deben manejarse con precaución.

## MATERIALES NECESARIOS NO PROVISTOS

1. Micropipetas de 10-20, 100, 200 y 1000 µl con puntas descartables.
2. Material volumétrico de vidrio.
3. Cronómetro y papeles absorbentes.
4. Agua Destilada o Desionizada.
5. Incubador de microplacas de ELISA termostático a 37±1 °C.
6. Sistema lavador microplacas automático o manual capaz aspirar y dispensar volúmenes de 300-400 µl con recipiente colector de desechos potencialmente infectivos.
7. Lector fotométrico de ELISA lineal con filtro de 450nm o bicromático provisto con filtros de 450nm y 620-630 nm. (de uso alternativo).
8. Materiales de bioseguridad.

## ALMACENAMIENTO Y ESTABILIDAD

1. El kit tiene que ser conservado entre 2 y 8°C siempre en posición vertical. No congelar.
2. La microplaca debe ser llevada a temperatura ambiente antes de abrir su envase. Saque del marco sólo los pocillos necesarios para la prueba programada y guarde los restantes en su propio envase en presencia del desecante. **Ciérrelo herméticamente y colóquelas nuevamente entre 2 y 8 °C.**
3. La Solución de Lavado diluida es estable a temperatura ambiente durante 1 semana.
4. Todos los otros reactivos son estables entre 2 y 8°C siempre que se hayan manipulado cuidadosamente para evitar la contaminación.

## PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

1. El kit tiene que ser conservado entre 2 y 8°C.
2. Los procedimientos deben realizarse cuidadosamente para obtener resultados e interpretaciones clínicas fiables.
3. Evite cualquier contaminación de los reactivos al sacarlos de sus recipientes. Nosotros recomendamos utilizar pipetas automáticas con puntas descartables. Cuando dispense los reactivos no toque las paredes y el fondo de los pocillos.
4. No mezcle reactivos de lotes diferentes. No intercambie la tapa entre los diferentes reactivos componentes del kit.
5. Asegúrese que el Sustrato/Cromógeno no entre en contacto con agentes oxidantes o con superficies metálicas; evite su exposición a la luz durante la etapa de incubación o en su manipulación. Cuando utilice el reactivo hágalo sólo en recipientes y materiales plásticos descartables, perfectamente limpios o estériles.
6. **Muestras y materiales potencialmente infecciosos tienen que ser manejados con cuidado siguiendo las normas de bioseguridad vigentes acordes con esta patología.**
7. Todos los objetos en contacto directo con las muestras y los residuos del ensayo deben tratarse como potencialmente infecciosos. Los procedimientos más efectivos para la inactivación son el tratamiento con autoclave a 121°C durante 30 minutos o con Hipoclorito de Sodio a una concentración final de 2.5% durante 24 horas.
8. Evite cualquier contacto de líquidos con la piel y mucosas. Siempre use para su protección guantes, lentes, etc., según las normas de bioseguridad acordes con esta patología.
9. La Solución Stop es Irritante por lo tanto manipúlela con cuidado.

## PRECAUCIONES TÉCNICAS

- ✓ Coloque todos los reactivos a temperatura ambiente al menos 1 hora antes de comenzar con la prueba.
- ✓ Saque del marco sólo los pocillos necesarios para la prueba programada y guarde los restantes en su propio envase que contiene el desecante. **Obtore firmemente el envase con cinta (cierre hermético) antes de guardarlas entre 2 y 8°C.**
- ✓ Los tiempos de distribución e incubación deben ser los mismos para todos los pocillos; evite interrupciones entre los pasos del ensayo.
- ✓ En el procedimiento de lavado, use sólo la Solución para Lavado proporcionada con el kit y siga cuidadosamente las indicaciones expresadas en la sección “Instrucciones de Lavado”.
- ✓ Elimine el exceso de Solución de lavado de los pocillos golpeándolos en forma invertida sobre papel absorbente.
- ✓ El color desarrollado en la última incubación es estable como máximo 30 minutos en la oscuridad.

## RECOLECCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE LAS MUESTRAS

Utilizar suero fresco o plasma (EDTA, Heparina, Citrato) humano. La sangre se extraerá de un paciente preferentemente en ayunas siguiendo las normas generales.

Las muestras deben ser límpidas. Ante la presencia de turbiedad, precipitados o coágulos recomendamos centrifugar a 2000 rpm durante 20 minutos a temperatura ambiente o filtrar con membranas de 0.22µ. No utilizar muestras con contaminación bacteriana dado que pueden producir falsos resultados.

Muestras altamente lipémicas, ictericas o hemolizadas no deberían ser usadas ya que pueden dar falsos resultados en el ensayo. Si las muestras no son usadas inmediatamente pueden guardarse entre 2 y 8°C durante 1 semana. Evitar utilizar muestras congeladas.

**Las muestras deben ser manipuladas con cuidado siguiendo las normas de bioseguridad vigentes acordes con esta patología.**

## PREPARACIÓN DE LOS REACTIVOS

*Diluyente de Muestras y Diluyente de Conjugado:* Agitar antes de usar.

*Solución para Lavado:* La Solución para Lavado concentrada 25X tiene que ser diluida 1:25 con Agua Destilada o Desionizada antes de usar. Homogeneizar bien. La Solución para Lavado diluida es estable a temperatura ambiente durante 1 semana.

*Conjugado 10X:* Minutos antes de usar diluya el Conjugado concentrado 1:10 con el Diluyente de Conjugado provisto. Homogeneizar la solución suavemente. Preparar sólo la cantidad necesaria para las pruebas en curso.

*Sustrato/Cromógeno:* Aproximadamente 5 minutos antes de usar mezcle un volumen de Sustrato con un volumen de Cromógeno en un recipiente de plástico descartable, en cantidad necesaria de acuerdo a las necesidades. Esta solución es estable durante 1 hora a temperatura ambiente protegido de la luz.

## INSTRUCCIONES DE LAVADO

Un buen procedimiento de lavado es esencial para obtener datos analíticos correctos y precisos.

Recomendamos que utilice un equipo lavador automático de microplacas de Elisa, calibrado y en buen funcionamiento. Normalmente 6 ciclos de lavado automático de 300-400 µl/pocillo cada uno, con un reposo de 30 segundos entre cada ciclo, son suficientes para remover falsos positivos y ruido de fondo. Recomendamos calibrar el sistema de lavado sobre el propio kit para tener reproducibilidad en el desarrollo analítico.

En caso de lavado manual, se sugiere realizar 6 ciclos, distribuyendo y aspirando 300-400 µl/pocillo por ciclo. En todos los casos, los desechos potencialmente infectivos del lavado de las microplacas tienen que ser inactivados con Hipoclorito de Sodio al 2.5% en concentración final durante 24 horas y desechados según la legislación vigente como residuos patogénicos.

## PROCEDIMIENTO DE ENSAYO

***Por lo menos 1 hora antes de usar coloque todos los reactivos necesarios para la prueba a temperatura ambiente. Agite antes de usar el Diluyente de Muestras y el Diluyente de Conjugado.***

1. Extraer del envase la cantidad de Pocillos de Reacción necesarios para el ensayo considerando las Muestras y los Controles.
2. En un vial o tubo apropiado diluir las Muestras 1:101 con el Diluyente de Muestras utilizando 5 µl de Muestra y 500 µl de Diluyente de Muestras (ver Preparación de los Reactivos). Homogeneizar. **Los Controles NO deben ser diluidos (utilizar tal cual se encuentran en el kit).**
3. Transferir 100 µl de cada Muestra diluida y los Controles a los pocillos correspondientes. *Se recomienda ensayar los Controles por duplicado.*
4. Aplicar sobre los pocillos movimientos circulares o pequeños golpes laterales durante 10 segundos.
5. Incubar a 37 °C durante 60 minutos.
6. Descartar el contenido total de los pocillos por aspiración y lavarlos 6 veces con la Solución para Lavado diluida (ver Preparación de los Reactivos) según las instrucciones indicadas en *Instrucciones de lavado*. Por último invertir los pocillos y golpearlos sobre papel absorbente para eliminar el líquido residual.
7. Durante la incubación y minutos antes de usar preparar la solución de conjugado diluido (ver Preparación de los Reactivos).

8. Dispensar en cada pocillo 100µl de la solución de conjugado diluido.
9. Aplicar sobre los pocillos movimientos circulares o pequeños golpes laterales durante 10 segundos.
10. Incubar a 37 °C durante 30 minutos.
11. Descartar la solución de conjugado y lavar 6 veces como se indicó en el punto 6.
12. Preparar la solución de Sustrato/Cromógeno (ver Preparación de los Reactivos). Agregar 100 µl de Sustrato /Cromógeno a todos los pocillos. Homogeneizar bien durante 10 segundos aplicando sobre los pocillos movimientos circulares o pequeños golpes laterales
13. Incubar a 37 °C y oscuridad durante 30 minutos.
14. Retirar del incubador frenar la reacción enzimática con el agregado de 100 µl de Solución Stop, homogeneizar bien durante 10 segundos y medir la Densidad Óptica a 450 nm con un lector de ELISA empleando blanco de aire, dentro de los 30 minutos de agregada la solución.

#### Esquema del procedimiento de ensayo:

<i>Posición</i>	<i>Controles/Muestras</i>
A1+B1	Control Negativo
C1+D1	Control Positivo
E1..... H12	Muestras

<i>Reactivos</i>	<i>Controles</i>	<i>Muestras</i>
<b>Muestras Diluidas 1:101 y Controles</b>	<b>100µl</b>	<b>100µl</b>
<i>Homogeneizar 10 segundos e incubar durante 60 minutos a 37 °C.</i>		
Lavar 6 veces con Solución para Lavado diluida (Ver Preparación de los Reactivos)		
Diluir cantidad necesaria de Conjugado 10X		
<b>Conjugado diluido</b> (Ver Preparación de los Reactivos)	<b>100µl</b>	<b>100µl</b>
<i>Homogeneizar 10 segundos e incubar durante 30 minutos a 37 °C.</i>		
Lavar 6 veces con Solución para Lavado diluida (Ver Preparación de los Reactivos)		
Preparar cantidad necesaria de Sustrato/Cromógeno		
<b>Sustrato/Cromógeno</b> (Ver Preparación de los Reactivos)	<b>100µl</b>	<b>100µl</b>
<i>Homogeneizar 10 segundos e incubar durante 30 minutos a 37 °C y oscuridad.</i>		
Leer inmediatamente los resultados en forma visual o frenar la reacción.		
<b>Solución Stop</b>	<b>100µl</b>	<b>100µl</b>
Homogeneizar 10 segundos y leer espectrofotométricamente a 450 nm contra blanco de aire dentro de los 30 minutos de agregada la Solución.		

#### INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS

Luego del agregado de la Solución Stop, homogeneizar durante 10 segundos y medir la densidad óptica (D.O.) de cada pocillo con un lector fotométrico de ELISA lineal con filtro de 450nm o alternativamente bicromático provisto con filtros de 450nm y 620-630 nm, empleando blanco de aire, dentro de los 30 minutos de agregada la solución.

#### VALIDEZ DEL ENSAYO

El ensayo es considerado válido si:

1. El valor de DO 450nm promedio del Control Negativo (CN) es < 0.400. Valores anormales se observan si el sistema de lavado es defectuoso o no se observaron las “Instrucciones de Lavado” descriptas en la sección correspondiente.
2. El valor de DO 450nm del Control Positivo (CP) es mayor al valor mayor de la zona de indeterminación (> 0.500). Valores diferentes se observan en caso de mantenimiento incorrecto del kit.

En caso de que no se cumpla alguna de las especificaciones mencionadas anteriormente, antes de repetir el test verifique el correcto funcionamiento de los instrumentos usados en el ensayo, el procedimiento de distribución de Controles y Muestras o cualquier falla operativa.

## CÁLCULO DE RESULTADOS

La presencia o ausencia presumible de anticuerpos IgM específicos contra el virus SARS-CoV-2, debe ser analizada teniendo en cuenta el Límite de Decisión (**Cut-off value**).

Calcule el valor promedio de densidad óptica (DO) del Control Negativo, verifique la validez del ensayo como se describió y aplique la fórmula siguiente:

Límite de Decisión o Cut-off value = **DO promedio del Control Negativo + 0.300**

Muestras con un valor de DO 450nm dentro del valor del Cut-off  $\pm$  10% se considerarían en zona gris.

Las muestras con un valor de DO 450nm por debajo del límite inferior de la zona gris se considerarían no reactivas para anticuerpos contra el virus SARS-CoV-2.

Muestras con un valor de DO 450nm más alto que el límite superior de la zona gris se considerarían reactivas para anticuerpos contra el virus SARS-CoV-2.

Ejemplo de cálculo

Control Negativo promedio DO 450nm      0.110

Control Positivo DO 450nm                      0.900

Cut-off = CN + 0.300 = 0.410

Zona gris: Entre 0.369 y 0.451

Muestra #1 DO 450nm = 0.225 No reactiva

Muestra #2 DO 450nm = 0.580 Reactiva

## CONCLUSIONES

Anticuerpos IgM específicos contra el virus SARS-CoV-2 comienzan a detectarse aproximadamente de 7 a 14 días luego de la primoinfección. En algunos casos pueden ser detectados con anterioridad.

Resultados positivos para IgM contra el virus SARS-CoV-2 pueden ser indicativos de una infección presente o pasada.

Un resultado negativo no excluye la posibilidad de una infección previa causante de COVID-19, y no debe utilizarse como único resultado para decisiones de tratamiento o manejo de pacientes, o para descartar la existencia de una infección activa.

Resultados no reproducibles en la reactividad de las muestras o de los controles podrían deberse a algunas de las siguientes causas:

- Lavado incorrecto de los pocillos de reacción.
- Contaminación cruzada de una muestra no reactiva con una muestra reactiva adyacente.
- Contaminación del Sustrato y Cromógeno con agentes oxidantes (como por ejemplo cloro).
- Contaminación de la Solución Stop.
- Contaminación de la Solución para Lavado diluida.
- Conservación inadecuada de los pocillos de reacción no utilizados.
- Mal dispensado y homogeneizado de las muestras.
- Incorrecto funcionamiento de los equipos y materiales utilizados para el desarrollo de la reacción.
- Usar materiales no provistos potencialmente contaminados o mal lavados.
- Usar recipientes para la preparación de los reactivos potencialmente contaminados o mal lavados.
- Insuficiente atemperado del kit al retirarlo de su temperatura de conservación antes de realizar la prueba.
- Inobservancia del procedimiento especialmente en la temperatura y tiempo de incubación.
- Otras.

## DESEMPEÑO

### Sensibilidad

Casos confirmados por qPCR en hisopados para SARS-CoV-2 analizados por COVID AR IgM

Días desde el inicio de síntomas	N	IgM +
<5	48	17
5-9	78	31
10-14	25	19
15-19	20	16
20-30	27	22

En nuestro ensayo detectamos IgM positivo en 88 de 150 muestras que son qPCR positivas con más de 5 días de inicio de síntomas. Lo que sugeriría que COVID AR IgM sería igual o más sensible que otros ELISA disponibles comercialmente.

Casos sospechosos según criterio del Ministerio de Salud de Argentina con síntomas compatibles pero con qPCR negativa, derivados de hospitales para su análisis serológico con COVIDAR IgM.

Días desde el inicio de síntomas	N	IgM +
>5	21	5

Se analizaron 25 sueros positivos para qPCR en forma comparada entre COVID AR IgM y cuatro marcas comerciales de test inmunocromatograficos rápidos. De las 25 muestras, 20 muestras resultaron reactivas (Una indeterminada) para COVID AR IgM y 5 negativas. No se registraron muestras positivas para ningún test inmunocromatograficos rápido que COVID AR IgM no haya detectado. COVID AR IgM presentó mayor sensibilidad relativa respecto a estos cuatro tests rápidos.

### Especificidad

Se analizaron 92 muestras de la Sección Hemoterapia del Hospital de Clínicas José de San Martín de Argentina obtenidas en fecha previa a la Pandemia (presumiblemente no reactivas para COVID19). El 100% de las muestras arrojaron resultados por debajo del cut off (no reactivas).

Se analizaron 12 Muestras de suero con serología reactiva para Factor Reumatoide-FR determinada por técnica de Látex arrojando resultado Reactivo en dos de ellas.

### Reproducibilidad

Se utilizó 3 muestras reactivas con reactividades diferentes y una muestra no reactiva, cada una haciendo 8 replicados.

Adicionalmente, se utilizó 3 muestras reactivas con reactividades diferentes y una muestra no reactiva, cada una haciendo 4 replicados en 2 días diferentes. En todos los casos se obtuvieron coeficientes de variación menores al 20%.

## LIMITACIONES DEL MÉTODO

La serología sólo constituye un dato auxiliar para el diagnóstico. La técnica de ELISA, como cualquier otra técnica serológica, no puede ser concebida como un método de diagnóstico para infecciones por SARS-CoV-2. En relación a esto, el diagnóstico debe realizarse por qPCR u otro método que detecte un componente viral.

Un resultado no reactivo no excluye la posibilidad de exposición o infección por el virus SARS-CoV-2.

## REFERENCIAS

- 1) SARS-CoV-2 Cell Entry Depends on ACE2 and TMPRSS2 and Is Blocked by a Clinically Proven Protease Inhibitor *Cell*. 2020 Apr 16;181(2):271-280

- 2) A serological assay to detect SARS-CoV-2 seroconversion in humans. medRxiv preprint doi: <https://doi.org/10.1101/2020.03.17.20037713>.

**LABORATORIO LEMOS S.R.L.**

Director Técnico: Jorge O. Carradori. Bioquím. y Farm.

Santiago del Estero 1162.

C1075AAX. C.A.B.A. Argentina

Telefax: (5411) 4304-2204/2374

E-mail: [info@lab-lemos.com](mailto:info@lab-lemos.com)

[www.lab-lemos.com](http://www.lab-lemos.com)

Autorizado por A.N.M.A.T. PM-1545-5

**Este producto es el resultado de un codesarrollo entre el CONICET, Fundación Instituto Leloir, Universidad de San Martín y Laboratorio Lemos S.R.L.**

Industria Argentina.